

# GUANTES DE NITRILO

MARCA AREL MED  
PROCEDENCIA CHINA



**100**  
UNIDADES

## Características Principales:

- Fabricado de nitrilo (Acrilonitrilo Butadieno) Libre de Látex
- Natural Color: azul
- Superficie: Texturizado en la punta del dedo NO ESTÉRIL
- De un solo uso
- Borde del puño enrollado
- Ambidiestro
- AQL 1.5
- Límite de polvo residual: Max. 2.0 mg/guante Conformidad con las normas:
- EN 455 1/2/3-ASTM D6319-EN 374 1,2,4,5-EN 16523-1-EN 420 (5.2)
- Gramaje: 4.0 g

## DISEÑO Y DIMENSIONES

TALLA	NORMA EN 455-2	
	LARGO	ANCHO
S	≥240	80 mm ± 10 mm
M	≥240	95 mm ± 10 mm
L	≥240	110 mm ± 10 mm

PRUEBAS BIOLÓGICAS		
Citotoxicidad	No tóxico	ISO 10993-05
Sensibilización	Sin Sensibilización	ISO 10993-10
Irritación	Sin Irritación	ISO 10993-10

## CERTIFICACIONES:

