

Lancetas Accu-Chek[®] SAFE T PRO PLUS



Descripción

Varias funciones de seguridad combinadas con niveles personalizables que hacen que el dispositivo de punción Accu-Chek[®] Safe-T-Pro sea particularmente beneficioso. Este dispositivo de punción de un solo uso respalda la seguridad y la facilidad de uso del paciente. También cumple con los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades de salud, los legisladores y las instituciones de salud.

Características

- 3 niveles ajustables de profundidad
- Cada nivel de profundidad queda fijo en el lugar y no puede deslizarse ni salirse de lugar una vez que fue seleccionado
- Corte de aguja y diámetro de aguja especiales y biselados para obtener muestras de sangre en forma prácticamente indolora
- Apto para utilizar en adultos, bebés menores de 1 año y recién nacidos
- Ahorre espacio y costos al utilizar un solo tipo de lanceta
- Diseñado para un solo uso y así evitar la contaminación cruzada
- La tecnología Safe-T garantiza que la aguja quede siempre almacenada en el cartucho de manera segura y que no se produzcan pinchazos accidentales
- La retracción automática de la aguja luego de utilizar el dispositivo elimina el riesgo de que se produzcan lesiones y contaminación cruzada

Especificaciones Adicionales

- Un solo uso
- Nivel ajustable de profundidad
- Niveles de profundidad: 1,3mm - 1,8mm - 2,3mm
- 3 niveles de corte
- Diámetro de la aguja: 0,63 mm (23 G)
- Retracción automática de aguja

