

**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:
ANALIZADOR DE FERRITINA
DE ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO DE FLUORESCENCIA**

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	ANALIZADOR DE FERRITINA DE INMUNOFLUORESCENCIA
MARCA	FINECARE
FABRICANTE	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd
MODELO	FS114
PAÍS DE ORIGEN	China
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Método: inmunoensayo de fluorescencia • Pantalla táctil 8" lcd, > 200 test • Dimensiones: 239 x 278 x 148 mm • Peso: 3.3kg • Sistema operativo: linux • Conectividad: wifi y cable lis/his • Memoria 50,000 resultados • Alimentación: batería incorporada con 21-horas de autonomía • Resultado <10 min • Temperatura interior controlada • Grafico de control de calidad • Memoria: 50,000 resultados almacenamiento • Fluorescencia inmuno ensayo • Temperatura de almacenamiento reactivo: 4-30°C • Variedad de pruebas que realiza el equipo: 60 item distintos • Batería recargable de Litio • Capacidad de batería: 7800 mAh • Voltaje nominal: 11 V • máxima corriente de carga: 1 A • máxima corriente de descarga: 6A

Finecare™

