

**SET DE LIMPIADORES PARA UNIDAD ÓPTICA DE EQUIPO HEMO\_CONTROL PAQUETE X 5  
UNIDADES  
MARCA EKF DIAGNOSTIC PROCEDENCIA ALEMANIA**

**FICHA TÉCNICA**

- Limpiador utilizado para la limpieza de la unidad óptica del hemoglobinómetro
- Constituido por una paleta de plástico y una esponja adherida en la parte distal
- Fibra de pelusa
- Esponja de acetato de polivinilo humedecido con solución limpiadora
- Para uso exclusivo de hemoglobinómetro
- Set por 5 unidades

