

SURGISTAIN

SOLUCIÓN REMOVERA DE ÓXIDO Y CORROSIÓN PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

MARCA: RUHOF

PROCEDENCIA: EE.UU.



Característica

Remueve Manchas de Óxido y Corrosión de los Instrumentos Quirúrgicos de Acero Inoxidable en 15 Minutos.

El uso rutinario mejorará la vida útil y la eficiencia de los instrumentos de acero inoxidable.

Características

- Solución revitalizadora, segura, eficiente y rápida que remueve manchas de óxido, marcas, corrosión y depósitos de minerales de los instrumentos de acero inoxidable.
- Perfecto para uso en bandejas, recipientes y carros de acero inoxidable.
- Excelente para uso en lavadora ultrasónica.
- El uso de rutina mejorará la vida útil y la eficiencia de los instrumentos quirúrgicos, ayudando a soltar juntas y articulaciones endurecidas.
- Perfecto para uso en Salas de Operaciones, Cirugía ambulatoria, Oftalmología, Odontología y otros departamentos para la restauración de instrumentos.
- De fácil enjuague.

NO REQUIERE REG. SANITARIO Según Resolución Directoral No. 3684 emitida por DIGEMID